



C&S
seating

T-dynor

v.2021.1



Undvik att positionera brukaren så att risk finns att andningsvägarna ej är fria

T-dynans användningsområde är avsedd för positionering i säng eller på gymnastikmatta. Produkten kan användas för personer med ingen eller mycket liten egen förmåga till lägesändringar. Korrekt användande av T-dynan kan förebygga kontrakturer, deformiteter, trycksår och kontrollera spasticitet. De kan också användas för att avlasta ryggen vid smärtproblematik. T-dynorna kan användas av brukare med asymmetriska kontrakturer. *Produkten skall provas ut och förskrivas av Legitimerad personal.*

Vg se hemsidans bildgalleri och 24-tim pos plan . www.togemo.se



Användandet av T-dynan medför en statisk positionering och passar INTE rastlösa/ oroliga brukare. Produkten bör kombineras med Care Waves övriga positioneringskuddar för att avlasta och minska eventuellt tryck på hälar, lår och vadben. T-dynan ger också en bra möjlighet att korrigera "windswept hips". Vid "windswept hips", kombinera med Universalkudde Par.

| Benämning | Art.nr | Bredd / Diameter | Höjd / Diameter |
|------------|--------|------------------|-----------------|
| T-dyna C&S | 1XL | 71 / 15 cm | 20 / 15 cm |
| T-dyna C&S | 1WP | 51 / 15 cm | 15 / 15 cm |
| T-dyna C&S | 2WP | 71 / 20 cm | 20 / 20 cm |
| T-dyna C&S | 3WP | 71 / 25 cm | 20 / 20 cm |
| T-dyna C&S | 6WP | 71 / 20 cm | 20 / 15 cm |
| T-dyna C&S | 7WP | 46 / 10 cm | 15 / 10 cm |

Skumbas:
Avtorkningsbar

Titex överdrag:

Tål EJ sköljmedel.

Torka av produkten genast med kallt vatten, om urin, avföring eller blod har kommit på T-dynan eller dess överdrag. Torka av med mildt diskmedel och/eller ytdesinfektionsmedel med tensider vid behov. Lufttorka.

Överdrag till T-dynor

Överdrag Titex-hygienöverdrag

Mellan varje patient skall det mörkblåa Titex-hygienkydd tvättas och desinficeras.

Titex hygienkydd tål 60°C och kan torktumlas en kort tid i 100°C, eller droptorkas.



Tål ej sköljmedel

Överdrag Bomull klarblå. (beställningsvara)

Bomulls-överdraget kan tvättas i maskin, 40 °C. Tål ej torktumling.



Tål ej sköljmedel

| Passar till T-dyna | Överdrag Titex (original) | Överdrag Bomull |
|--------------------|---------------------------|-----------------|
| 1XL | 1XL-TX | 1XL-TC |
| 1WP | 1WP-TX | 1WP-TC |
| 2WP | 2WP-TX | 2WP-TC |
| 3WP | 3WP-TX | 3WP-TC |
| 6WP | 6WP-TX | 6WP-TC |
| 7WP | 7WP-TX | 7WP-TC |

TOGEMO



Tillverkare:
C&S Seating Ltd, UK.

Togemo AB – Östra Vagnatan 8 - 702 27 ÖREBRO

Tlf kundservice: 019-25 40 40 Tlf produktfrågor och rådgivning: 0722 19 59 69, E-post: post@togemo.se

v.2021.1

C&S
seating

Adduktionsdyna



Produktens användningsområde är avsedd för positionering på gymnastikmatta, undantagsvis i säng. Dynans uppbyggnad gör att sidokuddarna kan tas av för att få mer plats för benen. Den lilla tunna kudden i mitten kan också tas av om endast korrigerig av abduktion avses. *Produkten skall provas ut och förskrivas av Legitimerad personal.*

Vg se hemsidans bildgalleri och 24-tim pos plan . www.togemo.se

Adduktionsdynan ger möjlighet att kontrollera och undvika för mycket abduktion av benen i ryggliggande position. Dynan ger möjlighet att samla ihop paretiska och hypotona ben.



Adduktionsdynan ger också en bra möjlighet att korrigera "windswept hips" framför allt när en kraftig adduktionskontraktur redan finns och andra positioneringsprodukter ej fungerar.

Användandet av Adduktionsdynan medför en statisk positionering och passar INTE rastlösa/ oroliga brukare. Produkten bör kombineras med Care Waves övriga positioneringskuddar för att avlasta och minska eventuellt tryck på hälar, lår och vadben. Produkten är inte stabil på mjukt underlag.



Undvik att positionera brukaren så att risk finns att andningsvägarna ej är fria.

| Denna kudden | Art.nr | Bredd | Höjd | Längd |
|--------------|-----------|-------|-------|-------|
| | APR small | 49 cm | 27 cm | 13 cm |
| | APR large | 57 cm | 34 cm | 17 cm |

Skumbas:




Avtorkningsbar.

Titex överdrag:



Tål EJ sköljmedel.

 **TOGEMO**

 Tillverkare
C&S Seating Ltd, UK.

Togemo AB – Östra Vagngatan 8 - 702 27 ÖREBRO
Tlf kundservice: 019-25 40 40 Tlf produktfrågor och rådgivning: 0722 19 59 69, E-post: post@togemo.se